

*Rýchly, bezpečný a ľahký
intraoseálny prístup*



NIO™ Adult

- Cievny prístup za menej ako 10 sekúnd
- Cenovo najefektívnejšie IO riešenie
- Doplnkové bezpečnostné prvky
- Poloautomatické zariadenie
- Žiadne odkrytie ihly
- Jednorazová okamžitá aplikácia
- 5-ročná životnosť skladovania
- Pripravené na použitie v jednom celku



SELVIT spol. s r.o. Tichá 8560/15A, 010 01 Žilina
e-mail: medical@selvit.sk, <https://eshop.selvit.sk/>
tel.: +421(0)415077990-9, mob.: 0903 891 006

*Rýchly, bezpečný a ľahký
intraoseálny prístup*



NIO™ Adult

- Cievny prístup za menej ako 10 sekúnd
- Cenovo najefektívnejšie IO riešenie
- Doplnkové bezpečnostné prvky
- Poloautomatické zariadenie
- Žiadne odkrytie ihly
- Jednorazová okamžitá aplikácia
- 5-ročná životnosť skladovania
- Pripravené na použitie v jednom celku



SELVIT spol. s r.o. Tichá 8560/15A, 010 01 Žilina
e-mail: medical@selvit.sk, <https://eshop.selvit.sk/>
tel.: +421(0)415077990-9, mob.: 0903 891 006

Bleskovo rýchly intraoseálny prístup



Ak potrebujete okamžitý vaskulárny prístup, môžete si byť istí, že NIO Adult a NIO Pediatric je pripravený na použitie. NIO Adult a Pediatric je najrýchlejší najspoľahlivejší intraoseálny nástroj na získanie okamžitého IO prístupu.

NIO™ Pediatric

- Nastaviteľné v závislosti od veku pacienta

NIO™ Infant

NIO™ Infant poskytuje bezpečný a rýchly intraoseálny prístup do proximálnej tibia ako alternatíva k IV prístupu v núdzových lekárskejších situáciách. NIO Infant je manuálne IO zariadenie s inovatívnym bezpečnostným dizajnom Stepped Needle®, ktorý poskytuje odstupňovaný prienik do dutiny kostnej drene, aby sa zabránilo nadmernému prieniku. Zariadenie nevyžaduje žiadne batérie, zostavenie ani žiadne ďalšie diely, čo umožňuje rýchly prístup.

- Umožňuje rýchly IO prístup u dojčenských pacientov
- Nevyžaduje žiadne batérie ani údržbu
- Ľahké a vreckové vyhotovenie
- Fixačný prvok pomáha zabrániť dislokácii
- Sterilné zariadenie na jedno použitie
- Stupňovitá ihla poskytuje senzorickú spätnú väzbu penetrácie do dutiny kostnej drene
- Bezpečnostný kryt ihly
- od 2,3 kg do 3 rokov



SELVIT spol. s r.o. Tichá 8560/15A, 010 01 Žilina
e-mail: medical@selvit.sk, <https://eshop.selvit.sk/>
tel.: +421(0)415077990-9, mob.: 0903 891 006

Bleskovo rýchly intraoseálny prístup



Ak potrebujete okamžitý vaskulárny prístup, môžete si byť istí, že NIO Adult a NIO Pediatric je pripravený na použitie. NIO Adult a Pediatric je najrýchlejší najspoľahlivejší intraoseálny nástroj na získanie okamžitého IO prístupu.

NIO™ Pediatric

- Nastaviteľné v závislosti od veku pacienta

NIO™ Infant

NIO™ Infant poskytuje bezpečný a rýchly intraoseálny prístup do proximálnej tibia ako alternatíva k IV prístupu v núdzových lekárskejších situáciách. NIO Infant je manuálne IO zariadenie s inovatívnym bezpečnostným dizajnom Stepped Needle®, ktorý poskytuje odstupňovaný prienik do dutiny kostnej drene, aby sa zabránilo nadmernému prieniku. Zariadenie nevyžaduje žiadne batérie, zostavenie ani žiadne ďalšie diely, čo umožňuje rýchly prístup.

- Umožňuje rýchly IO prístup u dojčenských pacientov
- Nevyžaduje žiadne batérie ani údržbu
- Ľahké a vreckové vyhotovenie
- Fixačný prvok pomáha zabrániť dislokácii
- Sterilné zariadenie na jedno použitie
- Stupňovitá ihla poskytuje senzorickú spätnú väzbu penetrácie do dutiny kostnej drene
- Bezpečnostný kryt ihly
- od 2,3 kg do 3 rokov



SELVIT spol. s r.o. Tichá 8560/15A, 010 01 Žilina
e-mail: medical@selvit.sk, <https://eshop.selvit.sk/>
tel.: +421(0)415077990-9, mob.: 0903 891 006