



## SPOĽAHLIVÝ IO CIEVNY PRÍSTUP ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

- Kompaktné a odolné balenie
- Osvedčená odolnosť pri extrémnych teplotách
- 3-ročná skladovateľnosť pri extrémnych teplotách
- Vaskulárny prístup do 10 sekúnd
- Cenovo najefektívnejšie riešenie
- Nízka váha - približne 140 g
- Spoľahlivý bezpečnostný systém
- Poloautomatické použitie
- Bez odkrytej ihly
- Pomôcka na jedno použitie
- Kompletné vyhotovenie



# NIO+

Bezpečný a rýchly cievny prístup  
V odolnom kompaktnom balení



NIO+ je vysoko účinné intraoseálne riešenie, ktoré sa dodáva kompletne zostavené a pripravené na použitie v odolnom púzdre, ktoré poskytuje spoľahlivý cievny prístup pre dospelých.

Vďaka kompaktným rozmerom možno viac ako jedno balenie ľahko uložiť do malého lekárskeho puzdra, čím sa NIO+ stáva praktickým v núdzových situáciách.

Vnútorňý materiál NIO+, vyrobený zo zosilneného polyméru, je odolný voči zvýšeným tepelným teplotám, čo umožňuje NIO+ používať v extrémnych teplotných podmienkach.

## Špecifikácie

Rozmery zariadenia .....	139 mm (5.47") L 57 mm (2.24") W 27.33 mm (1.06") H approx. 90g hmot.
Rozmery balenia .....	162.5 mm (6.38") L 71.4 mm (2.80") W 41.5 mm (1.61") H approx. 140g hmot.
Balenie .....	Balené jednotlivo
Ihlová mierka .....	15 G
Efektívna dĺžka ihly	42 mm (1.65")
Hĺbka prieniku ihly .....	25mm (.98")
Bezpečnostný mechanizmus ...	1. Pred nasadením sa musí čiapočka otočiť. 2. Aktivácia zariadenia vyžaduje, aby používateľ súčasne pritlačil pomôcku na miesto zavedenia a stlačil jej spúšť.
Životnosť* .....	3 roky pri teplote do 50 °C alebo 5 rokov pri izbovej teplote

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Od dátumu výroby

SELVIT, spol. s r.o.  
Tichá ulica 15/A  
010 01 Žilina  
mobil: 0903 891 006  
email: medical@selvit.sk  
eshop.selvit.sk